

Produktdatablad

Produktnavn Skintact, Cool kontakt WR01, Neutralelektrode u. ledning, 102 cm2

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032184



Specifikationer

Ref.nummer	WR01/5
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	AUSTRIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
19.2 cm	15 cm	28.5 cm	4.05 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk