

Produktdatablad

Produktnavn Lina-Pen el-kirurgi,
håndtag, m/bladelektrode, 3m
kabel, 3-ben.stik,st.

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032276



Specifikationer

Ref.nummer	516
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	3 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
19.5 cm	18 cm	26 cm	1.8 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk