


Produktdatablad

Produktnavn **Welch Allyn FlexiPort,
blodtryksslange til CSM monitor, 3
m**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032594



Specifikationer

Ref.nummer	450035
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	16 cm	16 cm	0.21 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk