

Produktdatablad

Produktnavn Omron, Air Plug konnektor, blå (vinklet), Comfort manchet

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032807



Specifikationer

Ref.nummer	1638141-6
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.7 cm	5.7 cm	3.8 cm	0.005 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk