

# Produktdatablad

## Produktnavn Omron, CS2 manchet lille, , inkl. 2 Air Plugs, armomkreds 17-22 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032897



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 95153733                          |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed | 4015672105553                     |
| Regulativ                | Ikke gældende                     |
| Oprindelsesland          | NETHERLANDS                       |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 4.2 cm | 8 cm   | 14.3 cm | 0.132 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)