

Produktdatablad

Produktnavn Omron, printrulle til 705CP,705IT, 637IT

Mediq varenr.: 50032905

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	19252005
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.9 cm	3.7 cm	23.9 cm	0.093 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk