

Produktdatablad

Produktnavn Omron Tens, E3 Intense til muskelmassage og smertelindring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032938



Specifikationer

Ref.nummer	HV-F021-E4W
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	17 cm	21 cm	0.54 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk