

Produktdatablad

Produktnavn Omron, vaskbare E plus Elektroder til Tens E2, E3 og E4

Mediq varenr.: 50032940

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	49288187/HV-LLPAD
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.4 cm	8 cm	16.6 cm	0.063 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk