

# Produktdatablad

## Produktnavn Ultratec doppler pocket, PD1cv 8MHZ, vaskular

Mediq varenr.: 50032992

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 100-0016-00                       |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland           | UNITED KINGDOM                    |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 36 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 6.8 cm | 22 cm  | 21.3 cm | 0.802 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)