

Produktdatablad

Produktnavn Ultratec doppler pocket, PD1 2MHz, fetal

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032994



Specifikationer

Ref.nummer	100-0014-00
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
37 cm	6 cm	20.4 cm	0.828 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk