

Produktdatablad

Produktnavn **Ultratec doppler
pocket, PD1+ combi lomme doppler
m/FHR displ og 2MHz probe, fetal**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032998



Specifikationer

Ref.nummer	100-0123-00 & 100-0021-00
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
21 cm	6 cm	22.4 cm	0.846 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk