

Produktdatablad

Produktnavn Saphena Medical, Papirlineal til opmåling af antiembolistrømper

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50033007



Specifikationer

Ref.nummer	SAPH004
Indhold/salgsenhed	100 Sæt
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3 cm	4 cm	23 cm	0.286 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk