

Produktdatablad

Produktnavn Sonosafe, ultralydskondom, Ø 34 mm

Mediq varenr.: 50033011

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	HDOPC34200PG
Indhold/salgsenhed	200 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	17 cm	22.9 cm	0.463 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk