

Produktdatablad

Produktnavn Aquasonic clear, ultralydsgel m. doseringsstuds, 1 l

Mediq varenr.: 50033015

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	03-34
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	12 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	29 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
24.3 cm	8 cm	8 cm	1.101 kg