

Produktdatablad

Produktnavn Aquasonic clear, aftapningshane til cubitainer

Mediq varenr.: 50033017

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	H5 5156
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	29 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3 cm	6.3 cm	7.3 cm	0.013 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk