

Produktdatablad

Produktnavn Aquasonic clear, pumpe til cubitainer

Mediq varenr.: 50033018

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	H5 6000-PUMPE
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	29 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
25 cm	4.8 cm	13 cm	0.064 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk