

Produktdatablad

Produktnavn Spengler, stetoskop Magister i sort

Mediq varenr.: 50033157

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	36500
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	17.4 cm	33.2 cm	0.387 kg