

Produktdatablad

Produktnavn Stetoskop nurse, dobbelt vendbart, sort

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50033161



Specifikationer

Ref.nummer	1091902
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4049434000053
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Contains latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.5 cm	10.2 cm	19.5 cm	0.11 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk