


Produktdatablad

Produktnavn Tadiran, batteri, 1/2 AA 3,6V, SL-750/S

Mediq varenr.: 50033195

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	SL750S
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	2 cm	0.01 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk