

Produktdatablad

Produktnavn Soehnle, 5002.02
højdemål til vægmontering
105-210 cm, 50 mm x 1175 mm x
22 mm

Mediq varenr.: 50033555

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	500202001
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.9 cm	6.9 cm	118.9 cm	1.82 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk