

Produktdatablad

Produktnavn HEINE mini 3000, LED F.O. Otoskopoved, 2,5V uden tilbehør

Mediq varenr.: 50033655

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	D-008.70.106
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4053755158591
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4 cm	7 cm	11 cm	0.09 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk