

Produktdatablad

Produktnavn Welch Allyn, pocket LED otoskop, sort med håndtag

Mediq varenr.: 50034215

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	22870BLK
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5.5 cm	11 cm	21 cm	0.19 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk