

Produktdatablad

Produktnavn Welch Allyn, pocket LED otoskop, hvid med håndtag

Mediq varenr.: 50034216

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	22870WHT
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5.7 cm	11.1 cm	21.7 cm	0.197 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk