

Produktdatablad

Produktnavn Welch Allyn KleenSpec, 800 trådløs lyskilde til vaginalspekler 590 serie

Mediq varenr.: 50034241

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	80000
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	IRELAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	8 cm	15 cm	0.095 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk