

Produktdatablad

Produktnavn Interacoustics, NiMH genopladeligt batteri til MT10 tympanometer

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50034250



Specifikationer

Ref.nummer	8011227
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3 cm	5 cm	14.9 cm	0.027 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk