

Produktdatablad

Produktnavn Memmert, SF55, tørsterilisationsovn 53 L

Mediq varenr.: 50034375

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	SF55
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
67 cm	93 cm	72 cm	60 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk