

Produktdatablad

Produktnavn Memmert, SF30, tørsterilisationsovn 32 L

Mediq varenr.: 50034376

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	SF30
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
75 cm	66 cm	66 cm	75 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk