

Produktdatablad

Produktnavn Memmert, trådhylder til SF30, tørsterilisationsovn 32L

Mediq varenr.: 50034378

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	E28884
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	22.2 cm	40.8 cm	0.573 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk