

Produktdatablad

Produktnavn Memmert, trådhylder til SF55, tørsterilisationsovn 53L

Mediq varenr.: 50034379

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	E20164
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4 cm	31 cm	41 cm	1.258 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk