

Produktdatablad

Produktnavn Peak Flowmeter, Mini Wright 60-800 liter/min. (standard EU)

Mediq varenr.: 50034383

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	3103388
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.2 cm	8.8 cm	16.4 cm	0.119 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk