

Produktdatablad

Produktnavn Pulsoximeter, D-YSE øreklips til D-YS SpO2 Y-sensor >30kg

Mediq varenr.: 50034447

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	3530005535
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4260336661184
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1.3 cm	1.6 cm	4.2 cm	0.001 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk