

Produktdatablad

Produkt navn ndd EasyOne, Flowsensor / håndtag til EasyOne Pro og Pro Lab

Mediq varenr.: 50034487

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	3000-50.5SP
Indhold/salgseenhed	1 Styk
EAN nummer på salgseenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWITZERLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13 cm	5 cm	27 cm	0.2 kg