

Produktdatablad

Produktnavn Danish Healthcare Design, hæve sænke vask i rustfri stål m.motor

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50034737



Specifikationer

Ref.nummer	6188430
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk