

Produktdatablad

Produktnavn Dr. Mach,
halogenpære, til Dr. Mach 130,
22,8/24V 50W

Mediq varenr.: 50034807

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	72000227
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.7 cm	2.4 cm	5.3 cm	0.001 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk