

Produktdatablad

Produktnavn Dr. Mach, halogenpære, til Dr. Mach M2 23V/ 80W IRC

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50034808



Specifikationer

Ref.nummer	67100105
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	2 cm	7 cm	0.001 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk