

Produktdatablad

Produktnavn Dr. Mach, Mach 115 LED undersøgelseslampe på kørbart stativ

Mediq varenr.: 50034822

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	1153101200
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
37 cm	46 cm	86.9 cm	4 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk