

Produktdatablad

Produktnavn Dr. Mach, håndtag t/ Tria- & Trigen-flex undersøgelseslamper

Mediq varenr.: 50034826

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	21150002
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.5 cm	8.5 cm	16.4 cm	0.1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk