


Produktdatablad

Produktnavn GP, fotobatteri, lithium 3V, CR123A

Mediq varenr.: 50035359

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	6205
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1.2 cm	4.5 cm	4.4 cm	0.021 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk