

Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Vicryl Rapid,**
sutur, ufarvet, 45 cm, J-1 nål, 17
mm, steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035406



Specifikationer

Ref.nummer	V4550H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031107971
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	12 cm	14 cm	0.24 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk