

# Produktdatablad

## Produktnavn Ethicon Ethibond Excel, Sutur, grøn, 75 cm, CT-2 nål, steril, 2-0

Mediq varenr.: 50035503

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer                | X411H                             |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 36 pakke                          |
| EAN nummer på salgsenhed  | 30705031057214                    |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 6 cm   | 12 cm  | 14 cm | 0.24 kg |



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)