

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Prolene, sutur, blå, 45 cm med PS nål, steril, 2-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035529



Specifikationer

Ref.nummer	MPP8026H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031074600
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	12 cm	14 cm	0.23 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk