

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Prolene, sutur, blå, 45 cm med PC-3 nål, steril, 5-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035536



Specifikationer

Ref.nummer	8635H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031238255
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	12 cm	14 cm	0.23 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk