

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon PDS II, sutur, ufarvet, 45 cm med P3-nål, steril, 5-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035602



Specifikationer

Ref.nummer	Z493E
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031114283
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	MEXICO
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	12 cm	14 cm	0.184 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk