

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon PDS II, sutur, ufarvet, 70 cm med FS-2 nål, steril, 3-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035618



Specifikationer

Ref.nummer	Z423E
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031114085
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	7 cm	11.9 cm	0.177 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk