

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Vicryl, sutur, ufarvet, 45 cm med PS-4 nål, steril, 5-0

Mediq varenr.: 50035700

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	W9436
Indhold/salgsenhed	12 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031082711
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	MEXICO
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	0.9 cm	0.11 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk