

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Vicryl Rapid, sutur, ufarvet, 45 cm med P-3 nål, steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035733



Specifikationer

Ref.nummer	MPVR4940H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031075102
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	12 cm	13.9 cm	0.24 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk