

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Vicryl Rapid, sutr, ufarvet, 70 cm med SH-1 nål, steril, 3-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035770



Specifikationer

Ref.nummer	V2190H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031106141
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	7 cm	11.9 cm	0.246 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk