

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Vicryl Rapid, suture, ufarvet, 70 cm med FS-1 nål, steril, 3-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035778



Specifikationer

Ref.nummer	V4420H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	12.6 cm	14.2 cm	0.251 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk