

Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Vicryl Rapid,**
sutur, ufarvet, 90 cm med CT-1 nål,
steril, 2-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035789



Specifikationer

Ref.nummer	V9450H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031076345
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	14 cm	11.9 cm	0.26 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk