


Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Vicryl, sutur,
ufarvet, 45 cm med PC-3 Prime nål,
steril, 5-0**

Mediq varenr.: 50035800

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	W9505T
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031130047
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14.4 cm	6.8 cm	12.3 cm	0.18 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk